

Le coussin de positionnement latéral 30° ou coussin en S



Il est utilisé pour :

- **Le maintien du patient en décubitus semi-latéral** à 30° avec calage de la tête, des épaules, du dos et des membres inférieurs
- **Le soulagement des appuis** au niveau du sacrum et des régions trochantériennes
- **La réduction des appuis** au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes
- **La protection** des points de contact des genoux

Le coussin demi-lune



Il est utilisé pour :

- **Le calage du sujet** au fauteuil en cas d'hypotonie avec effondrement latéral en position assise
- **Le maintien** du tronc, de la tête et des membres supérieurs
- **Le soulagement des appuis** au niveau des coudes

www.antalvite.fr



La talonnière enveloppante



C'est une talonnière enveloppante et solidaire du pied dans toutes les situations, grâce au système de fixation par velcros, **utile pour** :

- **Les patients agités ou ayant une limitation de la mobilité des membres inférieurs**
- **Les patients à risque d'escarre ou ayant une escarre talonnière**, pour lesquels un système de décharge complète de la zone talonnière n'est pas adapté
- **Le soulagement des appuis** et la **protection vis-à-vis des frictions** grâce à la zone du talon qui est évidée

*Peut facilement s'adapter à un pied déformé
Convient aux patients assis au fauteuil ou au lit*

La talonnière botte



Permet la mise en décharge de la zone talonnière avec libération totale des appuis, et a une fonction **anti-rotation du pied et anti-équin**. Il est utile pour :

- **La prévention et/ou le traitement des escarres talonnières**
- **Prévenir et limiter l'installation d'attitudes vicieuses** des membres inférieurs, notamment l'équin du pied (*ex. si alitement prolongé, hémiplégie, atteinte médullaire, paralysie des muscles releveurs du pied, atteintes sensitives, suites de chirurgie orthopédiques...*)

La talonnière " fond de lit "



Elle se place sous les jambes du patient, de l'articulation du genou jusqu'au tendon d'Achille, et **est utile pour :**

- **Permettre une décharge talonnière totale** simultanée des deux membres inférieurs, chez un patient allongé sur le dos
- **La prévention et/ou le traitement des escarres talonnières**
- **L'Inclinaison** modérée des membres inférieurs, favorable au retour veineux

Ce système permet une liberté de mouvement des pieds

Ne pas utiliser si escarre sacré associée

L'arceau de lit



Il se place au-dessus des membres inférieurs, sous les couvertures, pour :

- **Supprimer le poids** des couvertures sur les jambes et les pieds
- **Soulager la pression** sur les membres inférieurs douloureux
- **Prévenir les positions vicieuses**, notamment l'équin du pied

La cale de positionnement semi-latérale à 30°, ou Profil 30, ou Tortue



Elle positionne le patient au lit en décubitus semi-latéral à 30°, et **est utile pour :**

- **Le maintien et le calage** du dos et des fesses
- **La décharge totale** des appuis au niveau du sacrum
- **La prévention et/ou le traitement** des escarres sacrées

Le coussin universel est souvent mis entre les membres inférieurs, en association avec le coussin Profil 30°, pour **réduire les appuis** au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes



La cale de positionnement du membre supérieur



Elle est utile pour :

- **Le positionnement correct du membre supérieur au lit** en décubitus dorsal (ex. patient hémiplégique)
- **Le positionnement de l'épaule** selon un angle de 30 ou 60° d'abduction selon la mise en place décidée
- **La mise en déclive du membre supérieur** favorable à la prévention ou la diminution des œdèmes
- **Autres** : maintien du membre supérieur pendant une perfusion, lymphœdème du membre supérieur, positionnement en post AVC, suites de chirurgie, ...

L'écharpe



Elle est utile pour limiter les mouvements et soutenir le membre supérieur

(ex. Immobilisation post-traumatisme ou post-opératoire, soutien du membre supérieur en post-AVC)

MISE EN PLACE SUR CONSIGNE (rééducateur, médecin)